

Anti-S100A7/Psoriasin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Artikelnummer: CM0006722



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes S100A7/Psoriasin (SWISS: P31151). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für die Forschung zu Psoriasis und Plattenepithelkarzinomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A7/Psoriasin Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6278
Gen-ID	6278
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31151
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel