

Anti-S100A7/Psoriasis Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für IHC-P, Elisa - P31151

Artikelnummer: CM0024150



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes S100A7/Psoriasis, ein Calcium-bindendes Protein, das in der psoriatischen Epidermis stark hochreguliert ist. Validiert für IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. ~11 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A7/Psoriasis Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasis
Spezies	Human
GeneID (Human)	6278
GeneID	6278
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-101 von humanem S100A7/Psoriasis (NP_002954.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31151
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel