


Anti-S100A8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05109

Artikelnummer: CM0017546



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes S100A8, geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Entzündung, Immunität und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Spezies	Human
GeneID (human)	6279
GeneID	6279
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-93 von humanem S100A8 (NP_002955.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05109
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eistasche