


Anti-S100A8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05109

Artikelnummer: CM0003026



Einführung

Kaninchen monoklonaler S100A8 Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges S100A8 (MRP8, Calgranulin-A), einen wichtigen Entzündungsmediator. Ideal für Immunologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A8 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6279
Gen-ID	6279
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-93 von menschlichem S100A8 (P05109) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05109
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel