

Anti-S100A8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27005

Artikelnummer: CM0022011

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-S100A8 (MRP8, Calgranulin-A). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-S100A8, einen 10 kDa großen Entzündungsmediator.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p8; B8Ag; CFag; Caga; MRP8; CP-10; 60B8Ag; S100A8
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	6279
Gen-ID	20201
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P27005
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel