


Anti-S100A8 Kaninchen-Polymab Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05109 / P27005

Artikelnummer: CM0009719



Einführung

S100A8 Kaninchen-PolymAb ist ein monoklonaler Antikörper, der für WB, IF-P, IHC-P und ELISA bei Mensch und Maus validiert ist. Er richtet sich gegen S100A8, ein kalziumbindendes Protein, das an der Regulation von Entzündungsprozessen und der Immunantwort beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A8 Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A; B8Ag; CFAG; Caga; 60B8Ag
Spezies	Mensch/Maus
GenID (Mensch)	6279
GenID	6279/20201
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-93 von menschlichem/mäuse-S100A8 (P05109/P27005) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05109/P27005
Proteingewicht	10 kDa / 11 kDa
Versand	Eisbeutel