


Anti-S100A9-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31725

Artikelnummer: CM0018762



Einführung

Der polyklonale S100A9-Kaninchenantikörper weist Calgranulin-B (MRP-14, p14) in Proben von Maus und Mensch nach. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Das Zielprotein ist ein wichtiger Regulator von Entzündungen und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100a9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	6280
Gen-ID (Maus)	20202
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-113 des Maus-S100a9 (NP_033140.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P31725
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühlakku