

Anti-S100A9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06702

Artikelnummer: CM0030499



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes S100A9 (Calgranulin-B, MRP14), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Entzündungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	S100A9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIF; NIF; P14; CAGB; CFAG; CGLB; L1AG; LIAG; MRP14; 60B8AG; MAC387; S100-A9; S100A9
Spezies	Human
GeneID (human)	6280
GeneID	6280
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 20-114 von humanem S100A9 (NP_002956.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06702
Protein-Gewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel