

Anti-S100P Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P25815

Artikelnummer: CM0018422



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes S100P (MIG9), validiert für Western Blot, Immunpräzipitation, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Hervorragend geeignet für Studien zu Kalziumsignalisierung, Mikrovilli-Biogenese und duktaalen Adenokarzinomen der Bauchspeicheldrüse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100P Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIG9; S100P
Spezies	Human
GeneID (Human)	6286
GeneID	6286
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25815
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eistasche