


Anti-S100P Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - P25815

Artikelnummer: CM0002054



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane S100P-Protein, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Rekombinantes Immunogen; detektiert S100P in Kalziumsignalweiterleitungs- und Krebsforschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100P Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MIG9; S100P
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6286
GeneID	6286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-95 des humanen S100P (NP_005971.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25815
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel