

## Anti-S100/S100A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23297

Artikelnummer: CM0007012



### Einführung

Dieser S100/S100A1 Kaninchen monoklonale Antikörper ist für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert. Er erkennt menschliches, murines und rattes S100A1, ein für die Regulation von Kardiomyozyten und die Ca<sup>2+</sup>-Homöostase entscheidendes Calcium-bindendes Protein.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | S100/S100A1 Kaninchen mAb                                                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1                                                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 6271                                                                                                                                                           |
| GenID             | 6271                                                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-94 von menschlichem S100/S100A1 entspricht. (NP_006262.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                            |
| SWISS             | P23297                                                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 11kDa                                                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                      |