

Anti-S100/S100A1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Artikelnummer: CM0016294



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes S100/S100A1 für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattenproteine. S100A1 ist ein kardiales kalziumbindendes Protein, das die Ca^{2+} -Homöostase reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100/S100A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6271
Gen-ID	6271
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-94 des humanen S100/S100A1 (NP_006262.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23297
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Kühlpack