


Anti-S1Pr3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99500

Artikelnummer: CM0002339



Einführung

Hochwertiger anti-S1PR3 monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-S1PR3 (EDG3). Ideal für die Untersuchung von Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Signalwegen und verwandten biologischen Prozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S1PR3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	EDG3; LPB3; S1P3; EDG-3; C9orf47; C9orf108; bA791O21.3; S1PR3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1903
GenID	1903
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem S1PR3 (Q99500) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99500
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel