


Anti-S1Pr5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H228

Artikelnummer: CM0018987



Einführung

Polyklonaler S1PR5-Kaninchen-Antikörper für WB und ELISA. Ziel ist der humane Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor 5 (EDG8), ein GPCR, der an vielfältigen physiologischen Prozessen beteiligt ist. Für Studien in den Bereichen Neurowissenschaften und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S1PR5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EDG8; S1P5; Edg-8; SPPR-1; SPPR-2; S1PR5
Art	Mensch
Gen-ID	53637
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 307-398 des humanen S1PR5 (NP_110387.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H228
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku