


Anti-S6 Ribosomales Protein (Rps6) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Artikelnummer: CM0029367



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes S6 Ribosomales Protein (RPS6). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Für Ribosomen- und Zellwachstumsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S6 Ribosomales Protein (RPS6) Kaninchen-pAb
Bemerkungen / Alias	S6; eS6; S6 Ribosomales Protein (RPS6)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6194
Gen-ID	6194
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-130 von humanem RPS6 (NP_001001.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62753
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel