


Anti-Saa1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P0Dji8

Artikelnummer: CM0015370



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SAA1 (Serum-Amyloid A1). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Akute-Phase-Proteinen und Amyloidose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SAA; PIG4; SAA2; TP53I4; SAA1
Spezies	Human
GeneID (human)	6288
GeneID	6288
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SAA1 (NP_000322.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P0DJJ8
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel