

Anti-Saal1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Er3

Artikelnummer: CM0014377

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SAAL1 (SPACIA1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Proliferation von Synovialfibroblasten und entzündlicher Arthritis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAAL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPACIA1; SAAL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	113174
GenID	113174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 175-474 des humanen SAAL1 (NP_612430.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96ER3
Proteinmasse	54kDa
Versand	Eisbeutel