


Anti-Sae1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ube0

Artikelnummer: CM0003310



Einführung

SAE1 Kaninchen-mAb validiert für WB, ELISA. Ziel ist humanes SAE1 (SUMO-aktivierendes Enzym Untereinheit 1), ein Schlüsselenzym (E1) in der SUMOylierung, essentiell für die Regulation von Kernproteinen und den Zellzyklusfortschritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAE1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AOS1, SUA1, UBLE1A, HSPC140, SAE1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10055
GeneID	10055
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem SAE1 (Q9UBE0) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UBE0
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel