


Anti-Sae1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ube0

Artikelnummer: CM0030252



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SAE1 (SUMO-aktivierendes Enzym-Untereinheit 1). Geeignet für Western Blot und ELISA, detektiert humanes und murines SAE1. Für SUMOylierungs- und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AOS1; SUA1; UBLE1A; HSPC140; SAE1
Spezies	Human
GeneID (Human)	10055
GeneID	10055
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-346 von humanem SAE1 (NP_005491.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UBE0
Protein-Gewicht	38 kDa
Versand	Eistüte