

Anti-Safb-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15424

Artikelnummer: CM0007022

Einführung

Anti-SAFB-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen für die Erforschung der Transkriptionsregulation und der Korepression des Östrogenrezeptors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAFB-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	HAP, HET, SAF-B, SAFB1, SAB-B1, SAF-B1, SAFB
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6294
GeneID	6294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 815–915 des humanen SAFB (NP_002958.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15424
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Kühlakku