

Anti-Safb2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14151

Artikelnummer: CM0027038

Einführung

Anti-SAFB2 polyklonaler Kaninchenantikörper validiert für Western Blot und ELISA. Nachweis von SAFB2 (~107 kDa) in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf ein Scaffold Attachment Factor B2 ab, das an der Chromatinorganisation und Transkriptionsregulation beteiligt ist. Ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAFB2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SAFB2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9667
GeneID	9667
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-255 des menschlichen SAFB2 (NP_055464.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14151
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel