

Anti-Safb2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14151

Artikelnummer: CM0015301

Einführung

SAFB2 Kaninchen pAb, ein polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA, detektiert menschliches, murine und ratten SAFB2, ein Gerüst-Anlagerungsfaktor, der an der Repression des Östrogenrezeptors und der Hemmung der Zellproliferation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAFB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAFB2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9667
GeneID	9667
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-255 des menschlichen SAFB2 (NP_055464.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14151
Proteinmasse	107 kDa
Versand	Eispack