

Anti-Sag-(S-Arrestin)-Polyklonaler Antikörper - P10523

Artikelnummer: CM0016965

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SAG (S-Arrestin) für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Rhodopsin-Signalübertragung und der Netzhaut.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAG-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RP47; RP96; S-AG; SAG
Art	Mensch
GeneID	6295
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-405 des humanen SAG (NP_000532.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10523
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku