

Anti-Sall4 Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q9Ujq4

Artikelnummer: CM0005886



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Sall4 für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Stammzellerhaltung und Leukämie-Studien. Kreuzreagiert mit human. ~112 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sall4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
Spezies	Human
GeneID (human)	57167
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem Sall4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UJQ4
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel