

Anti-Sall4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujq4

Artikelnummer: CM0018839



Einführung

Dieser Anti-Sall4-Kaninchen-Polyklonale Antikörper richtet sich gegen menschliches Sall4 (UniProt Q9UJQ4), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte und unterstützt die Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sall4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57167
GenID	57167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 853-1053 von menschlichem Sall4 (NP_065169.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJQ4
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel