

Anti-Samhd1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3Z3

Artikelnummer: CM0006074



Einführung

SAMHD1 Kaninchen-mAb, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch. Ziel ist die an der antiviralen Abwehr und DNA-Reparatur beteiligte Desoxynukleosidtriphosphat-Triphosphohydrolase; geeignet für immunologische und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAMHD1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBBI88; hSAMHD1; SAMHD1
Spezies	Mensch
Gen-ID	25939
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 527-626 von menschlichem SAMHD1 (NP_056289.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y3Z3
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel