


Anti-Samm50 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y512

Artikelnummer: CM0004966



Einführung

Hochwertiger, gegen humanes SAMM50 gerichteter, monoklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für mitochondriale Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAMM50 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Spezies	Human
GeneID	25813
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem SAMM50 (Q9Y512) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y512
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel