

## Anti-Sap130 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0E3

Artikelnummer: CM0017889

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SAP130, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Repression und der Funktion des mSin3A-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SAP130 Kaninchen pAb                                                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | SAP130                                                                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 79595                                                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 79595                                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 819-1048 von humanem SAP130 (NP_078821.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                                   |
| SWISS             | Q9H0E3                                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 110kDa                                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                              |