


Anti-Sar1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6B6

Artikelnummer: CM0030917



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SAR1B (SWISS: Q9Y6B6). Validiert für WB und ELISA. Erkennt die kleine COPII-Hüllen-GTPase, die am ER-zu-Golgi-Transport und Lipoprotein-Transport beteiligt ist. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAR1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANDD; CMRD; GTBPB; SARA2; SAR1B
Spezies	Human
GeneID (Human)	51128
GeneID	51128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1-198 des humanen SAR1B (NP_057187.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y6B6
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche