


Anti-Sara/Zfyve9 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95405

Artikelnummer: CM0003962



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches SARA (ZFYVE9), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum TGF-beta-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARA Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9372
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SARA (O95405) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95405
Proteingewicht	156 kDa
Versand	Eisbeutel