

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Sarcospan-(Sspn)-Antikörper Für Wb - Q14714

Artikelnummer: CM0013698

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Sarcospan (SSPN), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Dystrophin-Glykoprotein-Komplexes und der Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSPN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	KRAG; NSPN; SPN1; SPN2; DAGA5; SSPN
Art	Mensch
Gen-ID	8082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-60 des humanen SSPN (NP_005077.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14714
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku