

Anti-Sardh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI12

Artikelnummer: CM0028925

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SARDH (Sarcosin-Dehydrogenase). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum mitochondrialen Cholin-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARDH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAR; SDH; SARD; BPR-2; DMGDHL1; SARDH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1757
Gen-ID	1757
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 300-560 von humanem SARDH (NP_009032.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UL12
Proteinmasse	101 kDa
Versand	Eisbeutel