

Monoklonaler Anti-Sarm1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Pds3

Artikelnummer: CM0007083

Einführung

Monoklonaler Maus-Antikörper gegen Sarm1, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes Sarm1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur axonalen Degeneration und angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sarm1-Maus-mAk
Bemerkungen/Alias	Sarm; MyD885; A830091I15Rik; Sarm1
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	23098
Gen-ID	237868
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des Maus-Sarm1 (NP_766383.2) entspricht.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6PDS3
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Kühlakku