


Anti-Sarm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q6Szw1

Artikelnummer: CM0022419



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-SARM1-Antikörper für Western Blot, IP und ELISA. Erkennt humanes SARM1, eine Schlüssel-NAD⁺-Hydrolase bei programmierter Axondegeneration und angeborener Immunsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARM1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SARM; HsTIR; SAMD2; hSARM1; MyD88-5; SARM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23098
Gen-ID	23098
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 625-724 von humanem SARM1 entspricht (NP_055892.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6SZW1
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel