

Anti-Sars-Cov-2 3CLpro Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0004555



Einführung

SARS-CoV-2 3CLpro Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt das SARS-CoV-2 3CLpro-Protein. Rekombinantes Immunogen entsprechend den Aminosäuren 1-306 von 3CLpro. Ideal für die COVID-19-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 3CLpro Kaninchen mAb
Gen-ID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-306 des Coronavirus SARS-CoV-2 3CLpro (YP_009725295.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Eisbeutel