


Anti-Sars-Cov-2 N-Protein Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P59595

Artikelnummer: CM0003192



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen das SARS-CoV-2 N-Protein (Nukleoprotein), validiert für WB und ELISA. Ideal für die COVID-19-Forschung und die Entwicklung von Diagnosetests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 N-Protein Kaninchen-mAk, BSA- und glycerinfrei
Bemerkungen/Alias	Nukleoprotein; NP; SARS-CoV-2 N-Protein
Spezies	Coronavirus
GenID (Mensch)	2019-nCoV
GenID	43740575
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein des SARS-CoV-2-Nukleoproteins, vollständige Länge (P59595)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Proteingewicht	46kDa
Versand	Trockeneis