


Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Das Sars-Cov-2-N-Protein Für Wb, Elisa - P59595

Artikelnummer: CM0020939



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das Nukleoprotein von SARS-CoV-2 (N-Protein). Validiert für WB und ELISA. Erkennt ein Protein von ca. 46 kDa. Geeignet für die Erforschung des Virionaufbaus, der Interaktion mit dem Wirt und für diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SARS-CoV-2-N-Protein-Kaninchen-pAb
Gen-ID	1489678
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des Coronavirus-N-Proteins (NP_828858.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel