


Anti-Sars-Cov-2 Nsp12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dtd1

Artikelnummer: CM0020123



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SARS-CoV-2 NSP12 (RNA-Polymerase) für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt SARS-CoV-2; nützlich für die Erforschung der viralen Replikation und die Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP12 Kaninchen pAb
GeneID	43740578
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des Coronavirus NSP12 (YP_009725307.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Proteingewicht	794kDa
Versand	Eisbeutel