


Anti-Sars-Cov-2 Nsp13 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtd1

Artikelnummer: CM0022063



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen die SARS-CoV-2 NSP13-Helicase, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit SARS-CoV-2. Ideal für Studien zur viralen Replikation und angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP13 Kaninchen pAb
Spezies	SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-601 des Coronavirus NSP13 (YP_009725308.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Proteingewicht	794 kDa
Versand	Eispackung