


Anti-Sars-Cov-2 Nsp15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dtd1

Artikelnummer: CM0024312



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die SARS-CoV-2 NSP15 Endoribonuklease, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt virales NSP15, das an der RNA-Replikation und Immunflucht beteiligt ist. Ideal für die COVID-19-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP15 Kaninchen pAb
Gen-ID	43740578
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 6600-6700 des Coronavirus NSP15 entspricht (YP_009724389.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Protein-Gewicht	794 kDa
Versand	Eisbeutel