


Anti-Sars-Cov-2 Nsp16 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dtd1

Artikelnummer: CM0019413



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen SARS-CoV-2 NSP16 (2'-O-Methyltransferase) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ein unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung der Replikation von Coronaviren und der Mechanismen der Immun evasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP16 Kaninchen-pAb
Gen-ID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 236-290 des Coronavirus NSP16 (YP_009725302.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Proteingewicht	794kDa
Versand	Eisbeutel