


Anti-Sars-Cov-2 Nsp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P0Dtd1

Artikelnummer: CM0024677



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen das SARS-CoV-2-Nichtstrukturprotein 2 (NSP2) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Verwendet in der Forschung zu viraler Replikation, Hemmung der Wirts-Translation und Umgehung der angeborenen Immunabwehr. UniProt: P0DTD1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP2 Kaninchen-pAb
GenID	43740578
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des Coronavirus NSP2 (YP_00742609.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Proteingewicht	794kDa
Versand	Eisbeutel