

Anti-Sars-Cov-2 Nsp7 Kaninchen-Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0021254



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen das SARS-CoV-2 NSP7-Protein. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit menschlicher Kreuzreaktivität. Geeignet für COVID-19-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP7 Kaninchen pAb
Gen-ID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-83 des Coronavirus-NSP7 entspricht (YP_009742614.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Eisbeutel