


Anti-Sars-Cov-2-Nsp9-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dtd1

Artikelnummer: CM0020091



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper, der gegen rekombinantes SARS-CoV-2-NSP9 (Replikase-Polypeptid 1ab, Aminosäuren 1-113) erzeugt wurde. Geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt die NSP9-Region des viralen Replikase-Polypeptids (Swiss-Prot P0DTD1).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2-NSP9-Kaninchen-pAb
GeneID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-113 des Coronavirus-NSP9 entspricht (YP_009742616.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Proteingewicht	794 kDa
Versand	Kühlakku