

Anti-Sars-Cov-2-Nukleoprotein-Kaninchen-Monoklonaler-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc9

Artikelnummer: CM0003772



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen SARS-CoV-2-Nukleoprotein (N-Protein), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für COVID-19-Forschung, Diagnoseassay-Entwicklung und Impfstoffstudien. Zielzugangsnummer: P0DTC9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2-Nukleoprotein-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	N; Nukleoprotein; NC; SARS-CoV-2-Nukleoprotein
Spezies	Schweres akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2)
GeneID	43740575
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC9
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eistasche