


Anti-Sars-Cov-2 Orf7A Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P0Dtc7

Artikelnummer: CM0021405



Einführung

SARS-CoV-2 ORF7a Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt ORF7a (P0DTC7), ein virales Immuno-evasin, das die Immunantwort des Wirts hemmt, indem es Tetherin antagonisiert und MHC-I herunterreguliert. Ideal für die COVID-19-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 ORF7a Kaninchen-pAb
Spezies	SARS-CoV-2
Gen-ID	43740573
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 16-98 des Coronavirus ORF7a (YP_009724395.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC7
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel