

Polyklonaler Anti-Sars-Cov-2-Spike-Ecd-Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0021544



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die SARS-CoV-2-Spike-ECD, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt die extrazelluläre Domäne des Spike-Glykoproteins und ist für die Erforschung des Viruseintritts sowie die Entwicklung diagnostischer Verfahren von wesentlicher Bedeutung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2-Spike-ECD-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Spike-Glykoprotein; SARS-CoV-2-Spike-ECD
GenID	43740568
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 11–1208 der Coronavirus-Spike-ECD entspricht (YP_009724390.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Kühlakku