

Anti-Sars-Cov-2 Spike Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0020686



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen das SARS-CoV-2-Spike-Glykoprotein (S) gerichtet ist. Validiert für WB, DB, IF/ICC, IP und ELISA. Spezifisch für SARS-CoV-2 Spike. Geeignet für die Forschung zu viralem Eintritt, Fusion und Immun-Evasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 Spike Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Spike-Glykoprotein; SARS-CoV-2 Spike
GenID	43740568
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 des Coronavirus-Spike (YP_009724390.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel