

Anti-Sars-Cov-2 Spike Rbd Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0023226



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der die Rezeptor-Bindungsdomäne (RBD) des SARS-CoV-2 Spike-Glykoproteins (P0DTC2) erkennt. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA; reagiert mit SARS-CoV-2. Ideal für Studien zum viralen Eintritt und zur Neutralisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 Spike RBD Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	Spike-Glykoprotein; SARS-CoV-2 Spike RBD
Gen-ID	43740568
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 332-550 des Coronavirus Spike RBD enthält (YP_009724390.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Kühlakku