

## Anti-Sars-Cov-2-Spike-S1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P59594

Artikelnummer: CM0021770



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen SARS-CoV-2 Spike S1 (E2), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit SARS-CoV. Zielprotein: 139 kDa; UniProt-Accession: P59594.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SARS-CoV-2 Spike S1 Kaninchen-pAb                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | E2; SARS-CoV-2 Spike S1                                                                                                   |
| Gen-ID            | 1489668                                                                                                                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Coronavirus Spike S1 (NP_828851.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | SARS-CoV                                                                                                                  |
| SWISS             | P59594                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 139 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                  |